



Diatermia krótkofalowa EMS MEDI-LINK 70 z modułem ultradźwiękowym 72 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- Oprogramowanie: V1.12,
- Urządzenie **EMS MEDI-LINK MODEL 70** to wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii, stosowany głównie w rehabilitacji, leczeniu bólu oraz terapii schorzeń mięśniowo-szkieletowych,
- Wyposażony w moduł **MEDI-LINK 72:**
 - Częstotliwość: 1.1 / 3.3 MHz,
 - Maksymalna moc wyjściowa: 10 W,
 - Maksymalna intensywność: 2W/cm²,
 - Regulacja czasu zabiegu w zakresie 30 minut,
 - Tryby CW i impulsowe 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:9,
- **Zastosowanie:**
 - Głęboka penetracja tkanek - przyspiesza gojenie, redukuje stany zapalne i obrzęki,
 - Działanie przeciwbólowe - zwyrodnienia stawów, zapalenie ścięgien,
 - Zmiękczenie blizn - pomocne po operacjach lub urazach,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim, francuskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Głowica EMS 0.5 cm²,
 - Głowica EMS 5 cm²,
- Wymiary: 33 x 20 x 10 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

