



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DRAGER FABIUS MRI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 3.4 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 3.37b,
- Stanowisko do znieczulania **Fabius MRI** zostało specjalnie zaprojektowane do pracy w środowisku MRI i jest certyfikowane do stosowania w obszarze pola magnetycznego o natężeniu do 40 mT lub 400 Gaussów. Zapewnia to niezawodną pracę przy urządzeniach obrazujących z magnesami o sile 1.5 a nawet 3.0 tesli,
- **Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger DW-2000, brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- Zasilany w gazy: O2, N2O, AIR,
- **Funkcje pomiarów respiratora:**
 - Częstotliwość oddechowa: Od 4 do 60 /min.,
 - PEEP (dodatknie ciśnienie końcowo-wydechowe): Od 0 do 20 cmH2O (hPa),
 - Stosunek wdech/wydech (Ti:Te): 4:1 do 1:4,
 - Ograniczenie ciśnienia (Pmax): Od 15 do 70 cmH2O (hPa),
 - **Objętość oddechowa (Vt):**
 - Od 20 do 1400 ml (tryb objętościowy),
 - Od 20 do 1100 ml (tryb SIMV/PS),
 - Pauza wdechowa (Tip:Ti): Od 0 do 50%,
 - Czas wdechu Tinsp (SIMV): 0.3 do 4.0 s,
 - Ciśnienie wdechowe (Pinsp): PEEP Od +5 do 65 cmH2O (hPa),
 - **Przepływ wdechowy (InspFlow):**
 - Od 10 do 75 l/min (tryb objętościowy i ciśnieniowy),
 - Od 10 do 85 l/min (tryb PS i SIMV/PS),
 - Ciśnienie wspomagania (ΔPPS): PEEP Od +3 do 20 cmH2O (hPa),
 - Min. częstotliwość oddechowa przy wentylacji bezdechu: Od 3 do 20 /min oraz WYŁ (OFF),
 - Czułość wyzwalania: Od 2 do 15 l/min.,
- **Tryby wentylacji:**
 - Kontrolowany objętościowo,
 - Kontrolowany ciśnieniowo,
 - Wspomagany ciśnieniowo,
 - SIMV/PS,
 - Wentylacja ręczna,
 - Oddychanie spontaniczne,
- Zakres pomiaru wydechowej objętości minutowej: Od 0 do 99 l/min.,
- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6.5 cala (16.5 cm),
- Kompaktowy układ oddechowy pacjenta umieszczony na ruchomym ramieniu,
- Wymienny zbiornik na wapno sodowane,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów: O2, AIR, N2O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz,
- **Wyposażony w:**
 - Wysuwany blat roboczy o wymiarach: 32 x 30 cm,
 - 2 uchwyty na butle z gazami,
 - **3 wysuwane szuflady:**
 - Górna szuflada zamykana na klucz z przegródkami,
 - 2 dolne szuflady o wymiarach: 44 x 30 x 13 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, SK, CS, HU, RU, BG, EN, FR, DU, ES, US,**
- **Aparaty mobilny na 4 kółkach z wbudowanym hamulcem centralnym,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - 2 x kluczyk do zamka blokady szuflad,
- Wymiary: 99 x 90 x 140 cm,
- Waga całkowita: 165.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

