



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka endoskopowa WASSENBURG MEDICAL WD440 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3 kVA,
- Myjka **WASSENBURG WD440** są przeznaczone do kontrolowanego, w pełni automatycznego procesu mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych i innych termolabilnych urządzeń. Ich konstrukcja i funkcjonalność zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności działania w niespotykane krótkim czasie (pełny proces już od 22 minut),
- WASSENBURG WD440 posiada unikalną wyprofilowaną komorę z karbowanym dnem połączoną ze specjalną spiralną tubą. Roztwór dostając się do komory i przepływając przez tubę unosi delikatnie endoskop wraz z jego sondą, co eliminuje miejsca styku i pozwala na skuteczną penetrację każdego miejsca. Podstawą skuteczności systemu jest sprawdzona technologia pomp i przyłączy. Każdy z kanałów endoskopu jest niezależnie procesowany i kontrolowany pod kątem przepływu, ciśnienia i szczelności,
- Dwie niezależnie działające oddzielne komory myjące zapewniają łatwy dostęp do indywidualnie załadowanych i podłączonych endoskopów oraz zwiększają wydajność pracy myjni. Komory są wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej dla optymalnej wydajności procesu mycia i dezynfekcji przez cały okres użytkowania maszyny. Dodatkowo ich karbowane dno ogranicza do minimum kontakt z endoskopem. Komory zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zużycie wody oraz zapewnić utrzymanie stałej temperatury procesu,
- **Specyfikacja:**
 - Zużycie wody: 35 l. wody na 1 standardowy cykl,
 - Ekran: 7-calowy (dotykowy ekran TFT),
 - Min. / Maks. Ciśnienie: 2.5 / 4 bar,
 - Min. przepływ wody: 10 l/min.,
 - Poziom hałasu: 60 – 65 dBA podczas użycia, 50 dBA w spoczynku,
 - Czas procesu: 22 minuty,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Czytnik przewodowy GRYPHON,
- **Możliwość doposażenia w przyłącza dla wybranego endoskopu (za dodatkową opłatą),**
- Wymiary całkowite: 94 x 75 x 103 cm,
- Waga: 200 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

