



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Chirurgiczny laser diodowy SWING 15 1470 nm + pompa do znieczulenia tumescencyjnego NOUVAG AG DISPENSER DP30 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 VA,
- Laser **SWING** emituje promieniowanie o długości fali 1470 nm. Jest to optymalna długość fali dla penetracji w skórze. Odpowiednio niska absorpcja w hemoglobinie i melaninie, a jednocześnie wysoka dla selektywnej fototermolizy w wodzie i tłuszczu,
- Te cechy czynią laser **SWING 15** doskonałymi narzędziami w zabiegach endowaskularnych, laryngologicznych, lipolizy laserowej, a także szeregu innych. Co ważne widmo promieniowania jest bezpieczne dla wzroku.
- **Cechy:**
 - Bezbolesne zabiegi,
 - Bez ryzyka uszkodzenia sąsiednich tkanek,
 - Minimalne ryzyko powikłań,
 - Zabieg ambulatoryjny w ramach chirurgii jednodniowej,
 - Szybki powrót pacjenta do aktywności,
 - Nie ma potrzeby cięcia,
 - Zabieg bez użycia gumek, klamer i nici,
 - Brak potrzeby szycia,
 - Minimalizacja krwawienia,
 - Możliwość powtarzania zabiegu,
 - Bezpieczne dla wzroku widmo promieniowania,
 - Intuicyjny interfejs,
 - Duży, wygodny ekran dotykowy,
- **Zastosowanie:**
 - **Medycyna estetyczna** – lipoliza, liposukcja wspierana laserem,
 - **Flebologia** – endowaskularne usuwanie niewydolnych pni żylnych (EVLT),
 - **Proktologia** – ablacja hemoroidów II, III i IV stopnia,
 - **Laryngologia** – mikrochirurgia guzów, polipów i zwężeń w krtani, laserowa plastyka podniebienia i języczka, leczenie chrapania, wycinanie migdałków i wyrośli adenoidalnych, usuwanie polipów i zrostów nosowych, zmniejszanie przerośniętych małżowin nosowych, chirurgia jamy ustnej, ambulatoryjna myringotomia, chirurgia ucha środkowego,
 - **Ginekologia** – histeroskopia i laparoscopia, resekcja ognisk endometriozy, wycięcie pęcherza, miomektomia, polipektomia, chirurgia otwarta (koagulacja naczynek),
 - **Dermatologia,**
- **Specyfikacja:**
 - Moc wyjściowa: 15 W,
 - Długość fali: 1470 nm,
 - Ekran: kolorowy (dotykowy),
 - Średnica światłowodu: 400 µm / 600 µm,
- **o Laser wyposażony w pompe do znieczulenia tumescencyjnego NOUVAG AG DISPENSER DP 30:**
 - **DISPENSER DP 30** to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
 - Intuicyjna w obsłudze,
 - Wyposażona w metalowy statyw do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
 - Płynna, precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą potencjometru w zakresie 0 - 100%,
 - Przełącznik nożny pozwala na włączenie i wyłączenie przepływu oraz kontrolę prędkości wydatku bez konieczności przerywania pracy,
 - **Specyfikacja:**
 - Przepływ: 1 - 15 L/h,
 - Maksymalna ciśnienie: 2 bar,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny NOUVAG Model VARIO,
- **Wymiary:**
 - Lasera: 43 x 46 x 20 cm,
 - Pompy: 25.5 x 23 x 10 cm,
- **Waga:**
 - Lasera: 13 KG,
 - Pompy: 3.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

