



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



System modelowania tkanki BTL EXELIS ULTRA 360 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2022 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BTL Exilis Ultra 360** jest zabiegiem łączącym w sobie dwie technologie – ultradźwięki z falą elektromagnetyczną o wysokiej częstotliwości (fala radiowa, RF),
- Polega on na kontrolowanym podgrzaniu tkanki tłuszczowej do temperatury 40 °C, co skutkuje zarówno usprawnieniem procesu tworzenia się nowych włókien kolagenowych, jak i procesu redukcji komórek tłuszczowych,
- Urządzenie to modeluje i ujędrnia ciało „od stóp do głów”. Zaawansowany system do nieinwazyjnych zabiegów estetycznych może być zastosowany aż w 20 obszarach twarzy i ciała,
- **Zastosowanie:**
 - Redukcja tkanki tłuszczowej (wyraźny ubytek tkanki tłuszczowej w miejscach poddanych zabiegowi),
 - Redukcja objętości tłuszczu,
 - Poprawa konturu ciała
 - Wysmuklenie sylwetki,
 - Remodelowanie wybranych obszarów ciała poddanych zabiegowi (szczególnie miejsc opornych na dietę i ćwiczenia),
 - Ujędrnienie skóry i poprawa napięcia skóry (zwłaszcza po ciąży),
 - Zwiększenie gęstości skóry,
 - Redukcja cellulitu,
 - Redukcja rozstępów,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica R1,
 - Głowica R2,
- Waga: 30 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

