



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowy CACAN 800 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 650 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel zabiegowy CANAN 800** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych, oraz poprzez wbudowane funkcje może posłużyć jako fotel zabiegowy,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczne sterowanie fotela poprzez wbudowany obustronny joystick nożny:**
 - Przechył oparcia pleców w zakresie: 90° / 0° / -3° (automatyczna synchronizacja oparcia nóg),
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 66 – 97 cm,
 - Zaprogramowana elektryczna regulacja wybranych pozycji w 5 programach,
 - Możliwość elektrycznego rozłożenia fotela w pozycji leżącej,
 - Obustronny podłokietnik pacjenta,
 - Swobodna regulacja przechyłu zagłówka,
- **Wymiary:**
 - Oparcie pleców: 44 x 52 cm,
 - Siedzisko: 48 x 44 cm,
 - Oparcie nóg: 44 x 54 cm,
 - Długość całkowita w pozycji leżącej: 168 cm,
- Waga: 125 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

