



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna (argonowa) ERBE ICC-200 z APC-300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
 - Foliowany, dotykowy panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - ENDO-CUT,
 - Autocięcie - max. 200 W,
 - Autokoagulacja - max. 120 W,
 - Dostępne tryby koagulacji: SOFT, FORCED, BIPOLAR,
- **W komplecie:**
 - **Przystawka do koagulacji argonowej ERBE APC 300:**
 - Rekondycjonowana (używana),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Regulowany przepływ gazu (argonu) od 0.1 l/min do 9 l/min
 - Ośmiu programów pracy,
 - Duży elektroniczny czytelny wyświetlacz,
 - **Mobilny wózek do diatermii ERBE:**
 - Schowek na dwie 5-cio litrowe butle argonowe,
 - Cztery skrętne kółka (2 z hamulcem),
- **W zestawie:**
 - Złącznik nożny,
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą),
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Reduktor z manometrem oraz węzami gazowymi,
 - 2x butla argonowa (5 l.),
- Wymiary całkowite: 45 x 47 x 120 cm,
- Waga: 75 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

