



Fotelik lekarski PRIM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego,
- Płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie: 54 – 67 cm,
- Chromowana podstawa o średnicy: 64 cm,
- Mobilny na podwójnych kółkach,
- Regulowana wysokość oparcia pleców w zakresie 9 cm,
- Możliwość obrotu siedziska wokół własnej osi w zakresie 360°,
- Wymiary:
 - Średnica siedziska $\varnothing$: 41 cm,
- Waga: 12 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

