



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor przewodnictwa nerwowo-mięśniowego TOF-WATCH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji irlandzkiej,
- Zasilanie poprzez 1 wbudowaną nową baterie 9 V,
- **TOF-Watch** to sterowanym mikroprocesorem, łatwym w użyciu, przenośnym monitorem przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, wykorzystujący zasady akceleromiografii,
- Dostarcza precyzyjne informacje o stopniu zwiotczenia,
- Umożliwia szybsze odzyskanie prawidłowej czynności układu mięśniowego i oddechowego,
- Zapobiega powstawaniu przetrwałego bloku nerwowo-mięśniowego,
- Automatyczne wyłączenie po 2 h bezczynności,
- Posiada czytelny wyświetlacz o przekątnej 3" cali,
- **Tryby stymulacji:**
 - Seria poczwórna (TOF),
 - Liczba potężcowa (PTC),
 - Pojedynczy impuls (ST) 1 lub 0.1 Hz,
 - Podwójny impuls (DBS) 3.3 lub 3.2,
 - Stymulacja tężcowa (TET) 50 lub 100 Hz,
- **Specyfikacja:**
 - Prąd stymulacji: 0 - 60 mA przy impedancji < 5 kOhm,
 - Czas trwania impulsu jednofazowego: 200 µs,
- **W zestawie:**
 - 3-odprowadzeniowy przewód pacjenta,
- Wymiary: 20 x 9.5 x 5 cm,
- Waga: 1 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

