



Zestaw oftalmoskop i otoskop GOWLLANDS MAYFIELD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Źródło światła zasilane baterią 2x LR14,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ergonomiczny kształt główki wziernika, łatwo dostępne przystosy, filtry i tarcza dioptrażu pozwalają na zmianę parametrów bez przerywania badania,
- Oświetlenie LED jest dokładnie dostosowane do systemu optycznego i w rezultacie zapewnia wyjątkowo jasny i równomierne światło, co gwarantuje łatwość diagnostyki,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres regulacji dioptrii w zakresie: Od + 25D do - 40D,
- **W zestawie:**
 - Lusterko laryngologiczne,
 - Wziernik do nosa,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

