



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna rehabilitacyjna CPM ORMED ARTROMOT K2 PRO-CHIP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- Szyna **CPM Artromot K2 PRO-CHIP** to nowoczesne i zaawansowane urządzenie medyczne przeznaczone do rehabilitacji stawu kolanowego oraz biodrowego. Dedykowana pacjentom po operacjach, urazach i zabiegach ortopedycznych, jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym szybki i bezpieczny powrót do pełnej sprawności ruchowej,
- **Cechy:**
 - **Skuteczność rehabilitacji:** Szyna CPM Artromot K2 PRO-CHIP została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezbolesną, automatyczną i kontrolowaną mobilizację stawu kolanowego oraz biodrowego. System CPM (Continuous Passive Motion) pozwala na płynne, nieprzerwane poruszanie stawami bez wysiłku pacjenta, co stymuluje regenerację tkanek, poprawia krążenie i redukuje obrzęki,
 - **Łatwość obsługi:** Urządzenie jest intuicyjne w obsłudze dzięki prostemu panelowi sterowania. Każdy użytkownik, zarówno pacjent, jak i personel medyczny, szybko nauczy się obsługi Artromot K2, co znacząco ułatwia codzienną rehabilitację,
 - **Indywidualne dopasowanie:** Szyna Artromot K2 PRO-CHIP jest odpowiednia dla pacjentów o różnych gabarytach oraz stopniach zaawansowania schorzeń. Urządzenie umożliwia precyzyjne ustawienie zakresu ruchu stawu, co pozwala na stopniową i bezpieczną rehabilitację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 - **Zaawansowana technologia:** Szyna CPM Artromot K2 PRO-CHIP posiada nowoczesne funkcje, które pozwalają na monitorowanie postępów terapii oraz na dostosowanie parametrów do potrzeb rehabilitacyjnych. Dzięki temu urządzenie wspiera kompleksową terapię rehabilitacyjną, zapewniając szybki powrót do zdrowia,
 - **Bezpieczeństwo:** Szyna została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają jej wytrzymałość i trwałość, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Artromot K2 posiada również liczne certyfikaty zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa medycznego,
- **Zastosowanie:**
 - Rehabilitacji pooperacyjnej po zabiegach artroskopii, rekonstrukcji więzadeł, endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego,
 - Leczeniu stanów pourazowych, takich jak złamania lub zwichnięcia stawów kolanowego oraz biodrowego,
 - Zapobieganiu zrostom i przykurczom, które mogą wystąpić po operacjach ortopedycznych,
 - Szybkim powrocie do sprawności ruchowej, dzięki stymulacji naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres ruchu w stawie kolanowym: -5° / 0° / 115°,
 - Zakres ruchu w stawie biodrowym: 0° / 10° / 110°,
 - Swobodna regulacja natężenia szybkości w zakresie procentowym od 1% do 100%,
 - Regulowana prędkość ruchu oraz możliwość ustawienia pauz w wybranych punktach ruchu (zakres pauzy do 30 sekund),
 - Regulacja czasu wykonywania zabiegu w zakresie: Od 1 do 300 minut oraz praca ciągła,
 - Funkcja automatycznego rozgrzewania stawów na początku terapii, co zwiększa efektywność rehabilitacji,
 - Mobilność – lekka i kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy transport oraz użytkowanie zarówno w szpitalach, klinikach, jak i w domach pacjentów,
- **Urządzenie przeznaczone dla pacjentów w przedziale wzrostowym 135 - 195 cm,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary całkowite: 32 x 56 x 100 cm,
- Waga: 14 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

