



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr TOPCON RM-8000B (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- **RM-8000B** jest urządzeniem do obiektywnego pomiaru refrakcji wśród autorefraktometrów Topcon,
- **Posiada następujące możliwości diagnostyczne:**
 - Refrakcja:
 - Opcja mierzenia w soczewkach kontaktowych,
 - PD pacjenta,
 - VD pacjenta – 0/12/13.5 mm,
 - Cylindry (CYL): 0 do $\pm 8D$ w kroku 0.25D (dostępny krok 0.12D),
 - Sfera (SPH): -25 do + 22D w kroku 0.25D (dostępny krok 0.12D),
 - Axis: 1 ° do 180 ° w kroku 1 ° (dostępny krok 5 °),
 - Minimalna średnica soczewki: 2 mm.,
 - Fiksacja: System autofocusu,
- **Posiada:**
 - Wbudowana drukarka,
 - Manualna regulacja czaszy,
 - 5- cio calowy ekran,
 - Wyjścia do podłączenia komputera,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 27 x 48 x 45 cm,
- Waga: 19 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

