



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser diodowy ATTOS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ATTOS** to laser diodowy do depilacji zaprojektowany z myślą o małych salonach kosmetycznych, które cenią ekonomiczne rozwiązania,
- Głowica jest wyposażona w płamkę zabiegową o wymiarach 12 mm x 20 mm co pozwala efektywnie depilować nawet duże partie ciała takie jak nogi, plecy czy klatka piersiowa. Moc wyjściowa lasera gwarantuje skuteczność zabiegu epilacji. Kompletna terapia obejmuje 3 do 6 sesji zabiegowych,
- Laser diodowy ATTOS został wyposażony w wydajny system chłodzenia TEC Cooling. W urządzeniu zastosowano aż cztery metody chłodzenia: szkło szafirowe, wodę, powietrze i półprzewodnik. System schładza głowicę do 21 stopni Celsjusza (na głowicy podczas pracy urządzenia pojawia się szron). Dzięki temu temperatura skóry jest skutecznie obniżona, a zabieg komfortowy,
- **Długości fali:**
 - 1064 nm – idealna do usuwania jasnych włosów ze skóry o ciemnej karnacji,
 - 808 nm – wiązka o najefektywniejszym wpływie na melaninę, najlepiej sprawdzająca się na czarnych i ciemnych włosach,
 - 755 nm – wyjątkowo skuteczna przy delikatnych, cienkich włosach z niską zawartością melaniny, gwarantująca niską bolesność zabiegu,
- **Specyfikacja:**
 - Energia: 10 – 150 J/cm²,
 - Długość impulsu: 10 – 800ms z pełną regulacją,
 - Częstotliwość: 1.0 – 10 Hz,
 - Chłodzenie głowicy od -21 °C do 3 °C,
 - 14" calowy dotykowy ekran SMART TOUCH,
- **Menu w języku: PL, ENG, GER, SWE, ESP, RUS,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica laserowa,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

