



Wirówka laboratoryjna BECKMAN COULTER LITE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Beckman Coulter Microfuge-Lite** to wirówka stołowa o prędkości 13 000 obr./min, wyposażona w 18-miejscowy wirnik o stałym kącie nachylenia,
- **Specyfikacja:**
 - Regulacja czasu w zakresie od 1 do 15 minut (możliwość ustawienia pracy ciągłej),
 - Maksymalna prędkość: 13 000 obr./min,
 - Zawiera 18 x 1.5 ml rotor,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Rotor BECKMAN F1802B,
- Wymiary: 9 x 11 x 7 cm,
- Waga: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

