



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Magnetoterapia ASTAR MAGNER PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 VA,
- **Magner Plus** jest dwukanałowym aparatem służącym do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Kanały są całkowicie niezależne, mogą generować różne pola w tym samym czasie,
- Użytkownik może korzystać z banku wbudowanych programów lub ustawić wszystkie parametry samodzielnie. Można również definiować i zapisywać w pamięci sterownika własne programy zabiegowe,
- **Zastosowanie:**
 - Opóźnione zrastanie się kości,
 - Staw rzekomy,
 - Osteoporoza,
 - Zwyródnienie stawów,
 - Reumatoidalne zapalenie stawów,
 - Wrzody i zmiany troficzne kończyn dolnych,
 - Bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 - Bliznowce,
 - Stan po udarze mózgu,
 - Migrena, naczynioruchowy ból głowy,
 - Dysfunkcja nerwów czaszkowych i obwodowych,
 - Stwardnienie rozsiane,
 - Choroba zakaźna rogówki,
 - Zniknięcie nerwu wzrokowego,
 - Hipertensja,
 - Choroba wieńcowa,
 - Arytmia serca,
 - Nadwrażliwe jelito grube,
 - długotrwałe zapalenie trzustki,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna indukcja: 10mT/100Gs,
 - Parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0.5-8s,
 - Zakres częstotliwości: 2-60Hz,
 - Zegar zabiegowy: 1-30 min,
- **POLE MAGNETYCZNE:**
 - Typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprostokąt,
 - Tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej,
 - Emisja ciągła i modulowana,
 - Duża indukcja pola magnetycznego,
 - Szeroki zakres częstotliwości,
- **TRYB MANUALNY:**
- Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników,
- **PROGRAMY ZABIEGOWE:**
 - Uproszczenie obsługi aparatu,
 - Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy,
 - 46 jednostek chorobowych,
 - 79 programów zabiegowych,
 - 50 programów do ustawienia dla użytkownika,
- **ERGONOMIA:**
 - Tryby pracy: programowy / manualny,
 - Wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa,
 - Wybór jednostek chorobowych po nazwie,
 - Zegar zabiegowy,
 - Dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne,
 - Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów,
 - Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora,
- **KONSTRUKCJA:**
 - Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu,
 - Ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy,
 - Trwała i niezawodna klawiatura,
 - Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Aplikator szpulowy PENTLA CSP35,
- Wymiary:
 - Sterownika: 34 x 45 x 13.5 cm,
 - Aplikator szpulowy: średnica 35 cm,
- Waga całkowita: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

