



Wirówka laboratoryjna HETTICH ROTOFIX 32A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wytrzymała, i uniwersalna wirówka **HETTICH ROTOFIX 32A** do rutynowych zadań laboratoryjnych w gabinetach lekarskich i małych szpitalach, chemii klinicznej i cytologii,
- Wytrzymała budowa pozwala zastosować ją w laboratoriach przemysłowych i badawczych np. do testowanie kąpieli chromowych,
- **Cechy:**
 - Metalowa obudowa i komora wirowania ze stali nierdzewnej,
 - Automatyczne rozpoznawanie rotorów,
 - Zabezpieczenie niewyważenia rotora,
 - Przycisk krótkiego wirowania,
 - Możliwość ustawiania czasu i prędkości oraz podglądu przyspieszenia,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna pojemność 4x 100ml / 32x 15ml,
 - Maksymalna prędkość: 6000 RPM,
 - Maksymalne przyspieszenie: 4226 RCF,
 - Czas pracy: 1-99 min, praca ciągła, przycisk krótkiego zwirowania,
 - Minimalny czas rozpędzania/hamowania do maksymalnej prędkości obrotowej: 13/15,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku GER, ENG, FR, IT, PL, LT, LV, ET (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Rotor uchylny **HETTICH 1624**,
 - 4 szt. adapterów **HETTICH 1381** z wkładami na kielichy **HETTICH 1383**,
- Wymiary: 27 x 43 x 26 cm,
- Waga: 23 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

