



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Krzesło RTG (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Taboret RTG** został zaprojektowany z myślą o komfortowym i stabilnym ustawieniu pacjenta podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Okrągłe, tapicerowane siedzisko oraz regulowane oparcie i zagłówki zapewniają ergonomię i wygodę w każdej pozycji. To krzesło do zdjęć RTG idealnie sprawdza się w pracowniach radiologicznych,
- Regulacja wysokości siedziska, oparcia oraz zagłówka zapewnia komfort dzięki czemu można łatwo dopasować pacjenta do komfortowej pozycji i wymagań sprzętu. Siedzisko zamontowane jest na stabilnej aluminiowej podstawie z chromowanym siłownikiem,
- **Cechy:**
 - Okrągłe siedzisko – komfort i łatwe czyszczenie,
 - Regulowane: wysokość siedziska, oparcia i zagłówka,
 - Chromowany siłownik – niski lub wysoki wariant,
 - Stabilna podstawa z aluminium,
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 55 – 75 cm,
- Swobodna regulacja wysokości oparcia pleców oraz zagłówka za pomocą pokręteł,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Wymiary:
 - Średnica siedziska: 40 cm,
 - Wysokość całkowita: 152 cm,
- Waga: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

