



System fototerapii GIRAFFE SPOT PT LITE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 50 W,
- **GE Giraffe Spot PT Lite** – system fototerapii Giraffe SPOT PT Lite firmy GE Healthcare to kompaktowa i lekka, a jednocześnie wydajna alternatywa dla innych urządzeń do fototerapii. Elastyczność montażu pozwala na łączenie systemu z łóżeczkami pielęgnacyjnymi dla niemowląt Giraffe i Panda,
- **Cechy:**
 - Skoncentrowana, wyższa dawka fototerapii jest podawana noworodkowi, a nie otaczającemu go obszarowi łóżka,
 - Światło terapeutyczne jest dostarczane przez giętki światłowód, co umożliwia szybkie i łatwe pozycjonowanie. Żarówka znajduje się w obudowie – z dala od pacjenta – co minimalizuje generowanie ciepła wokół dziecka. Zapewnia niezakłóconą widoczność opiekunom i rodzicom. Skoncentrowany obszar terapeutyczny minimalizuje narażenie sąsiednich niemowląt,
 - Przyjaźniejsze dla opiekuna niż tradycyjne niebieskie światło i terapeutyczne dla noworodka.
- **Specyfikacja:**
 - 30 - 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (dystans 38 cm od dziecka o średnicy powierzchni 20 cm),
 - Tryb pracy: ciągły,
- **Urządzenie umieszczone na mobilnym 5-kołowym statywie (2 koła hamujące),**
- Wymiary:
 - Szerokość podstawy: 55 cm,
 - Wysokość: 180 cm,
- Waga: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

