



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna rehabilitacyjna KINETEC PERFORMA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- **KINETEC PERFORMA** to urządzenie służące do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego, odwzorowująca naturalny ruch kolana sterowana za pomocą pilota,
- Zmiana kierunku ruchu przy zbyt dużym obciążeniu,
- Możliwość podłączenia stymulatora mięśni,
- Możliwość stosowania do lewej i prawej nogi oraz pełne dostosowanie do budowy anatomicznej pacjenta (ustawienie urządzenia do długości kości udowej oraz piszczelowej),
- Ustawienie dowolnych kątów zgięcia oraz wyprostu i prędkości ćwiczenia,
- Możliwość korzystania z szyny przez osoby o wzroście w zakresie 112 - 206 cm,
- Zdalne sterowanie za pomocą pilota z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwala na łatwe dostosowanie wszystkich parametrów,
- **Specyfikacja:**
 - **Zakres ruchu:**
 - Kolano: (- 3)° / 0° / 130°,
 - Biodro: Od 8° do 80°,
 - **Staw skokowy:**
 - Zgięcie podeszwowe: 40°,
 - Zgięcie grzbietowe: 30°,
 - Inwersja: 30°,
 - Ewersja: 30°,
 - **Pauza w wyproście / zgięciu: Od 0 do 900 sekund,**
- **Przyciski na przewodowym pilocie sterującym w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Pilot przewodowy,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 53 x 109 x 33,5 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga: 17.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

