



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator CU Medical iPad SPR (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Korei Południowej,
- Defibrylator zewnętrzny firmy CU Medical model iPad SPR to urządzenie, które świetnie się sprawdzi do użytku w miejscach publicznych jak również w zakładach pracy,
- Dzięki najwyższej dostępnej na rynku AED normie odporności urządzenia na wodę i pył (IP66) defibrylator iPad SPR jest idealnym wyborem wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki pracy np. w górnictwie, energetyce, hutnictwie, przemyśle stoczniowym, budowlanym i drzewnym, w transporcie i gospodarce komunalnej, ale także w obiektach rekreacyjnych i sportowych takich jak baseny i parki wodne. AED iPad SPR spełni również oczekiwania wykwalifikowanych jednostek ratowniczych i służb mundurowych,
- CU Medical iPad SPR to półautomatyczny defibrylator zewnętrzny,
- **Cechy i zalety defibrylatora:**
 - Działanie półautomatyczne - wstrząs defibrylacyjny zostaje wyzwolony za pomocą przycisku, gdy przycisk wstrząsu miga to urządzenie jest gotowe do uwolnienia impulsu elektrycznego,
 - Uniwersalne elektrody: do defibrylacji dorosłych i dzieci,
 - Tryb pediatryczny: zmiana trybu pracy urządzenia po wciśnięciu przycisku pediatrycznego,
 - Trwała bateria: zapewnia 5 lat okresu czuwania lub pozwala wykonać do 200 wyładowań,
 - Komunikaty podawane w formie wizualnej: podświetlane ikony wskazują po kolei czynności ratownicze, a wskaźnik fazy RKO (diody) pokazują kolejne etapy cyklu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 - Komunikaty w formie głosowej: komendy głosowe (wspierane instrukcjami wizualnymi) prowadzą ratownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy, a metronom wspomaga prawidłowe tempo wykonywania RKO,
 - Adaptacyjna głośność komunikatów: w przypadku hałasu defibrylator automatycznie dopasowuje głośność komunikatów głosowych,
 - Język komunikatów: polski,
 - Ekran LCD pozwala na szybkie skontrolowanie stanu defibrylatora, ekran wyświetla: status ogólny urządzenia ("o" gdy wszystko w porządku, "x" gdy występuje jakiś błąd), poziom naładowania baterii oraz stan elektrod,
 - Przyciski: przycisk zasilania (włączania/wyłączania), przycisk wyładowania, przycisk "i" (informacyjny), przycisk trybu defibrylacji (dorosły/dziecko),
 - Autotesty: możliwość wyboru codziennych, cotygodniowych lub comiesięcznych autotestów, dzięki którym sprawdzany jest regularnie stan techniczny urządzenia, pojemność baterii i trwałość elektrod,
 - Zapis danych: dzięki karcie pamięci defibrylator ma możliwość zapisu parametrów pacjenta lub pełny zapis 5 akcji ratunkowych (maksymalny czas trwania wynosi 3 godziny),
 - Odporny na upadek z wysokości 0,75 m,
 - IP66: wysoka odporność na wodę, pył,
- **Parametry defibrylacji:**
 - Energia wyjściowa: w przypadku pacjentów dorosłych wynosi 150 J przy 50 Ω (opcjonalnie 200 J przy 50 Ω), w przypadku pacjentów pediatrycznych wynosi 50 J przy 50 Ω,
 - Czas ładowania wstrząsu: mniej niż 8 sekund,
 - Czas ładowania po zakończeniu RKO: 8 sekund,
 - Fala ma kształt e-cube dwufazowa, która jest ścięta wykładniczo,
- **EKG:**
 - Odprowadzenie EKG na poziomie II,
 - Reakcja na częstotliwość od 1 Hz do 30 Hz,
 - Zakres impedancji pacjenta 25 Ω do 175 Ω,
 - Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80,
- **Bateria:**
 - Model: CUSA2006BB,
 - Moc: 12V, 4,2Ah LiMnO2,
 - Wystarcza na: 200 wyładowań przy 150 J lub 8 godzin ciągłej pracy (opcjonalnie 150 wyładowań przy 200 J lub 6 godzin ciągłej pracy),
 - Zakres temperatur: w trybie pracy i czuwania od 0°C do 43°C, w trybie przechowywania: od -20°C do 60°C. W sytuacji nagłej, kiedy warunki zewnętrzne są skrajne (od -20°C do 50°C) urządzenie może być używane do defibrylacji przez około 20 min,
 - 5 lat gwarancji,
 - Nieładowalna,
- **Elektrody:**
 - Model: CUA1904S,
 - Typ: uniwersalne (dla dorosłych i dzieci),
 - Powierzchnia elektrody: 85 cm²,
 - Długość kabla: 120 cm (wewnątrz opakowania 95 cm, na zewnątrz opakowania 25 cm),
 - Okres trwałości: co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji,
 - Jednorazowe,
- **Przechowywanie i transfer danych:**
 - Wewnętrzna pamięć: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda,
 - Port USB (pamięć zewnętrzna): umożliwia kopiowanie i przenoszenie danych z pamięci wewnętrznej na pamięć USB,
 - Port IrDA: umożliwia kopiowanie części danych z pamięci wewnętrznej do komputera,
 - System plików: FAT32,
- **Waga i wymiary:**
 - Wymiary: 24 x 23 x 7 cm (szer. x dł. x wys.),
 - Waga: 2 kg wraz z baterią i elektrodami,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Defibrylator AED iPad SPR,
 - 5-letnia bateria (kod: CUSA2006BB),
 - Elektrody uniwersalne (kod: CUA1904S),
 - Torba transportowa,
 - Miniapteczka,
 - Instrukcja obsługi,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja: 5 lat,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

