



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Wózek transportowy STRYKER 1115 PRIME SERIES (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2016 r.),
- Wózek transportowy **STRYKER PRIME SERIES 1115** został zaprojektowany w taki sposób, aby zmniejszać obciążenie fizyczne personelu medycznego, poprawiać komfort pacjentów i zwiększać wydajność szpitali,
- **Nowy materac z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Cechy:**
 - Duże koła pozwalają na zmniejszenie siły potrzebnej do ruszenia wózka z miejsca oraz manewrowania,
 - Składane uchwyty do pchania,
 - Sterowanie systemem hydraulicznym dostępne z trzech stron,
 - Funkcja zwalania poręczy bocznych dostępna na obu końcach wózka,
 - Wieszak na płyny infuzyjne,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres regulacji wysokości w zakresie: 53 – 86 cm,
 - Oparcie pleców w zakresie: 0° - 90°,
 - Podparcie kolan: 0° - 40°,
 - Pozycja Trendelenburga / Anty-Trendelenburga: ±17°,
 - Wbudowany hamulec centralny,
- **Wymiary:**
 - Materaca: 62 x 200 cm,
 - Długość poręczy bocznej: 36 x 147 cm,
 - Średnica koła: 20 cm (8" cali),
- Maksymalny udźwig: 318 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

