



Cieplarka laboratoryjna JOUAN EB170 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- Cieplarka **JOUAN EB170** posiada komorę odlewaną z aluminium zapewniającą równomierną temperaturę a otwory wentylacyjne skutecznie odprowadzają wilgoć oraz opary,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna regulacja temperatury: 30°C - 60°C,
 - Pojemność komory: 170 L,
 - Wyposażona w dodatkowe szklane drzwi,
- **W zestawie:**
 - Tacki sitkowe o wymiarach: 47 x 47 cm (2 szt.),
 - Przewód zasilający
- **Wymiary:**
- Cieplarki: 65 x 63,5 x 89 cm,
 - Komory: 51 x 51 x 62 cm,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

