



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



**Unit laryngologiczny ENTERMED ERGOMED 60 (OLYMPUS OTV-S.C, MAJ-554) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2300 VA,
- Żarówka: OSRAM HLX 15 V / 150 W,
- Unit **ERGOMED 60** jest przeznaczony do badań laryngologicznych, dzięki swojej prostej budowie oraz intuicyjnym panelu sterowania pozwala na swobodne przeprowadzanie badań,
- **Specyfikacja:**
  - Foliowany panel sterowania,
  - Dwie wysuwane półki na prowadnicach usytuowane pod górnym blatem, możliwość konfigurowania aluminiowych tacek według własnego uznania,
  - Szuflada jest dwu kondygnacyjna z przegrodami, możliwość konfigurowania przegród według uznania oraz stojak na wzierniki,
  - 2 szuflady z otworem na zużyte narzędzia i pojemnikiem na odpady,
  - Podgrzewacz optyki sztywnej,
  - Ślinociąg – system ssania ze słojem na wkłady jednorazowe o pojemności 1 l.,
  - Przewód światłowodowy,
- **Unity wyposażony w:**
  - **Procesor kamery OLYMPUS OTV-SC z głową kamery MAJ-554:**
    - Rekondycjonowany (używany),
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - Realne zdjęcia produktu,
    - Produkcji: japońskiej,
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - **Specyfikacja:**
      - TV typ: PAL,
      - Funkcja balansu bieli,
      - Intuicyjna obsługa,
      - Klawiatura w panelu sterowania w języku: angielskim,
  - **Monitor NEOVO X-15AV:**
    - Rekondycjonowany (używany),
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - Realne zdjęcia produktu,
    - Produkcji: P.R.C.,
    - Monitor X-15AV to monitor o przekątnej ekranu wynoszącej 15" cali, dodatkowo matryca chroniona jest filtrem optycznym zapewniającym doskonałe odwzorowanie kolorów oraz dobre utrzymanie go w czystości,
    - **Specyfikacja:**
      - Przekątna ekranu: 15" cali,
      - Typ ekranu: TFT TN,
      - Rozdzielczość nominalna: 1024 x 768 px.,
      - Kontrast: 500:1,
      - Jasność: 400,
      - Wielkość plamki [mm]: 0.297,
      - Czas reakcji: 12 sekund,
      - Kąt widzenia poziomy: 140°,
      - Kąt widzenia pionowy: 135°,
- **W zestawie:**
  - Głowa kamery OLYMPUS Model MAJ-554,
  - Łącznik kamery OLYMPUS Model AR-T12E,
- **Wymiary:**
  - Całkowite: 54 x 140 x 95 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

