



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw do video - laryngoskopii KARL SOTRZ (TELEPACK X 20045020, DUOMAT 20321020, 29003PBK) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 W,
- **KARL STORZ 20045020 TelePack X** jest przenośnym procesorem z wbudowanym źródłem światła. Znajduje szerokie zastosowanie, od gabinetu lekarskiego po salę operacyjną, oferując tym samym znaczną przewagę w zabiegach laryngologicznych,
- **Specyfikacja:**
 - **Monitor:**
 - 18.5-calowy monitor dotykowy,
 - Klawiatura ekranowa,
 - PEŁNE HD,
 - Wyświetlacz bez krawędzi – idealny do czyszczenia,
 - Łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnej nawigacji po menu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika,
 - **Źródło światła:**
 - Zintegrowane źródło światła LED,
 - Jasne i równomierne oświetlenie,
 - Automatyczna kontrola źródła światła,
 - Archiwizacja danych pacjentów na pamięci wewnętrznej 50 GB, na nośnikach pamięci USB lub poprzez funkcję integracji sieciowej,
 - Szyfrowany transfer danych pacjenta,
 - Zarządzanie danymi pacjentów,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, ESP, FR, IT, PL, PT, RUS, JP,**
- **Zestaw wyposażony w oprzyrządowanie:**
 - **Pompa ssąco irygacyjna DUOMAT 20321020:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 21 VA,
 - **DUOMAT 20321020** to wydajna pompa ssąco-irygacyjna jest stosowana w operacjach laparoskopowych oraz również może być stosowana w połączeniu z fiberoskopami KARL STORZ,
 - Irygacja i ssanie odbywają się z zadanymi, stałymi wartościami. Rurki ssąco-irygacyjne z zaworami mogą być używane do regulacji irygacji i ssania w zastosowaniach laparoskopowych,
 - **Specyfikacja:**
 - Moc ssania: 3.5 l/min.,
 - Moc irygacji: 3.5 l/min.,
 - Maksymalne ciśnienie irygacji: 400 mmHg,
 - Maksymalne podciśnienie ssania: 0.7 bar,
 - **Oprzyrządowanie umieszczone na mobilnej wieży video - laryngoskopowej KARL STORZ 29003PBK,**
- **W zestawie:**
 - Głowa kamery z przewodem światłowodowym **KARL STORZ PAL DCI II,**
 - Łyżka video-laryngoskopu **KARL STORZ 8401A** (długość: 15.5 cm / szerokość: 2.2 cm),
 - Łyżka video-laryngoskopu **KARL STORZ 8401B** (długość: 15.5 cm / szerokość: 2.2 cm),
 - Klawiatura przewodowa **KARL STORZ 20040240RU,**
 - Stół do ssaka **KARL STORZ,**
 - Pułapka wodna **ARTEMA 100-000080-00** (7 szt.),
 - Adapter BNC-cinch **KARL STORZ 20040083,**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 50 x 55 x 130 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

