



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor anestezjologiczny SCAN MODUL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Mobilny asystor anestezjologiczny **SCAN MODULE** posiada górne oraz dolne wysuwany szuflady wraz z chowaną boczną półką oraz pojemnikiem na nieczystości mocowanym na bocznej szynie,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Chowana boczna półka,
 - Wysuwane górne szufladki na akcesoria,
 - Swobodnie wysuwane szuflady środkowe,
 - Szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Mocowany pojemnik na nieczystości na szynach bocznych,
 - Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- Wymiary:
 - Górny blat: 66 x 50 cm,
 - Chowany blat boczny: 38 x 27 cm,
 - Górna wysuwana szuflada: 54 x 34 x 5 cm,
 - 3x środkowa wysuwana szuflada: 54 x 34 x 11 cm,
 - Dolna wysuwana szuflada: 54 x 34 x 20 cm,
 - Całkowite: 73 x 56 x 177 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

