



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny ATMOS C401 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ATMOS C401** jest wszechstronnym ssakiem chirurgicznym przeznaczonym głównie na sale operacyjne oraz oddziały intensywnej opieki medycznej,
- **Specyfikacja:**
 - Manometr na panelu przednim,
 - Przepływ maksymalny: 40 l/min,
 - Płynna regulacja siły podciśnienia do 91 kPa,
 - Głośność 48 dB,
 - Tryb pracy: praca ciągła,
 - Słój mocowany na szynie,
 - Mobilny na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 kółka w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Zestaw filtrów bakteriobójczych,
 - Słój ATMOS (autoklawowalny) o pojemności 3 litrów (2 szt.),
 - Przewód zasilający,
 - Dren ssący,
- Wymiary: 43 x 38 x 102 cm,
- Waga: 14 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

