



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowo - rehabilitacyjny INNOW S405 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej 2016 r,
- Zasilanie: 230 V,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze kremowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Stół zabiegowy **INNOW** posiada zakres regulacji wysokości oraz przechył oparcia pleców co umożliwia swobodną oraz ergonomiczną,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokości w zakresie: 52 – 75 cm,
 - Pochylenia zagłówka: 26°,
 - Boczne swobodnie chowane barierki,
 - Odbojniki dookoła stołu,
 - Stojak na płyny infuzyjne z swobodną regulacją wysokości,
 - Stół mobilny z wbudowanymi hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Wieszak na płyny infuzyjne,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 60 x 44 cm,
 - Leża: 60 x 144 cm,
 - Długość całkowita: 190 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

