



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy SMITH & NEPHEW B65035E (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SMITH & NEPHEW B650035E** jest stabilnym i wytrzymałym wózkiem przystosowanym do przenoszenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
- **Posiada:**
 - Błaty o wymiarze: 62 x 48 cm,
 - Wysuwana dolna półka na akcesoria o wymiarach 50 x 38 x 8 cm,
 - Boczny uchwyt na głowę kamery,
 - Boczne mocowania na manipulator nożny,
 - Uchwyt do swobodnego przesuwania wózka,
 - Mocowanie monitora na 1-segmentowym ramieniu z swobodną regulacją wysokości oraz przechyłu,
 - Instalację elektryczną z możliwością podłączenia 8 urządzeń,
 - Wieszak na płyny infuzyjne z możliwością regulacji w zakresie 72 cm,
- **Wózek mobilny umieszczony na 4 kołach hamujących,**
- **Możliwość doposażenia w monitor za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Statyw do kroplówki,
 - Mocowanie głowy kamery,
 - Zestaw montażowy monitora,
- Wymiary:
 - Pótek: 62 x 48 cm,
 - Wysuwana szuflada: 50 x 38 x 8 cm,
 - Całkowite: 80 x 70 x 175 cm,
- Maksymalny udźwig pojedynczej półki: 50 KG,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

