



Kozetka lekarska HUNTLEIGH AKRON A3321 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Kozetka **AKRON A3321** to dwusegmentowa kozetka z regulacją oparcia pleców,
- **Specyfikacja:**
 - Leże dwusegmentowe,
 - Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową,
 - Manualna regulacja przechyłu pleców w zakresie: 90° / 0° / -20°,
 - Manualna regulacja wysokości leża w zakresie: 52 – 100 cm,
 - Wbudowany hamulec centralny,
 - Wieszak na papier o szerokości 55 cm,
- Wymiary:
 - Oparcie pleców: 65 x 71 cm,
 - Leże: 65 x 125 cm,
 - Długość całkowita: 196 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

