



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne EGERTON SOLID (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- **EGERTON SOLID** jest wielofunkcyjnym łóżkiem szpitalnym zaprojektowanym z myślą o potrzebach całego zespołu medycznego,
- Ze względu na swoje funkcje przeznaczone jest do stosowania nie tylko w opiece ogólnej, ale również pooperacyjnej i na oddziale OIOM,
- Ułatwia korzystanie z urządzeń monitorujących funkcje życiowe oraz transport pacjenta,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna manualna regulacja przechyłu oparcia pleców w zakresie 70°,
 - Chowane barierki boczne,
 - Stała wysokość leża na wysokości 61 cm,
 - Regulacja wysokości statywu na kropłówkę w zakresie: 68 cm,
- **Łóżko mobilne na 4 kółkach hamujących,**
- **W zestawie:**
 - Statyw na kropłówkę,
- Wymiary:
 - Materaca: 90 x 196 cm,
 - Całkowite: 100 x 216 x 80 cm,
- Maksymalny udźwig: 170 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

