



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cyfrowy pupilometr ESSILOR DIGITAL CRP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 2 x bateria AA (1.5 V),
- **Cyfrowy Pupilometr CRP:**
 - Pupilometr z odbiciem rogówkowym służy do precyzyjnego pomiaru odległości źrenic i jej zapisu numerycznego,
 - Pupilometr mierzy odległość źrenic jednoocznych i dwuocznych dla wszystkich odległości od 35 cm do nieskończoności,
 - Różnice w źrenicach jednoocznych można zmierzyć poprzez zamknięcie oka, jeśli widzenie obuoczne pacjenta jest nieprawidłowe,
 - Różnice źrenic między źrenicami jednoocznymi i całkowitymi (od 48 do 77 mm) mierzone są z dokładnością do 0.5 mm,
 - Posiada automatyczne oświetlenie i wyświetlacz cyfrowy,
- Wymiary: 25 x 16 x 6 cm,
- Waga: 0.7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

