



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna OLYMPUS UES-40 SURGMASER (Rekondujonowany (używany))

- Rekondujonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1380 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Monopolar - max. 300 W/300Ω,**
 - Ciecie - URO / PURE / BLEND,
 - Koagulacja - COAG.1 / COAG.2 / SPRAY,
 - **Maksymalna moc:**
 - PURE: 300 W,
 - BLEND: 250 W,
 - URO: 300 W,
 - COAG.1: 120 W,
 - COAG.2: 120 W,
 - SPRAY: 120 W,
 - **Bipolar, max 90 W/100 Ω,**
 - Ciecie - PURE,
 - Koagulacja - SOFT1, SOFT2, HARD,
 - **Maksymalna moc:**
 - PURE: 90 W,
 - SOFT.1: 90 W,
 - SOFT.2: 90 W,
 - **HARD:**
 - L1: 80 W,
 - L2: 120 W,
 - L3: 160 W,
 - **Saline, max. 320 W/100 Ω**(resekcja w soli fizjologicznej np. podczas TUR),
 - Ciecie - PURE, BLEND,
 - Koagulacja - COAG.1, COAG.2,
 - **Maksymalna moc:**
 - PURE: 320 W,
 - BLEND: 320 W,
 - COAG.1: 200 W,
 - COAG.2: 80 W,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny **OLYMPUS MAJ - 1258,**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem ERBE do elektrod neutralnych - **brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA JackKNIFE - 2 przyciski, trzonek 2,4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą,**
 - Przewodowy załącznik nożny,
- Wymiary: 41 x 35 x 15.5 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

