



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret lekarski (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego,
- Płynna regulacja wysokości siedziska w zakresie: 53 – 73 cm,
- Podstawa o średnicy: 50 cm,
- Mobilny na podwójnych kółkach,
- Możliwość obrotu siedziska wokół własnej osi w zakresie 360°,
- Wymiary:
 - Średnica siedziska ø: 37 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

