



Fibroskop KARL STORZ 11301 BN1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja:**
 - Kąt widzenia: 120°
 - Odchylenie w górę: 140°,
 - Odchylenie w dół: 140°,
 - Dystalna średnica zewnętrzna: 5.2 mm.,
 - Długość robocza: 65 cm,
 - Średnica kanału roboczego: 2.3 mm.,
- **W zestawie:**
 - Dedykowana walizka do transportu KARL STORZ H202,
 - Kluczyk do walizki (2 szt.),
- Waga: 0.35 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

