



Aparat do pielęgnacji skóry POLLOGEN GENE0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji izraelskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **POLLOGEN GeneO+** - jest platformą Super-Facial będącą najnowocześniejszą technologią w pielęgnacji skóry twarzy, wykorzystuje technologię „OxyGeneo”, zapewniając doskonałe odżywienie skóry, dotlenienie i długotrwałe ujędrnienie skóry, a także udowodnione rezultaty przeciwstarzeniowe,
- **Cechy:**
 - OxyGeneo oferuje unikalne podejście do zabiegów na twarz. Wykorzystuje naturalne procesy fizjologiczne, aby zwiększyć poziom tlenu w skórze i osiągnąć wyjątkowe rezultaty. W przeciwieństwie do innych technologii, OxyGeneo wykorzystuje naturalny tlen pochodzący z wnętrza skóry, co zapewnia skuteczny zabieg i natychmiastowe rezultaty,
 - Powstałe w ten sposób bogate w CO₂ środowisko inicjuje reakcję fizjologiczną znaną jako „efekt Bohra”, prowadzącą do zwiększonego natlenienia tkanek, co skutkuje:
 - Zwiększony przepływ krwi,
 - Zwiększone uwalnianie tlenu do obszaru,
 - Zwiększony metabolizm komórek skóry,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej: 10.2" cala,
 - Boczny uchwyt na głowice,
- **Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, ESP, FR, IT, NED, PL, RUM, SK, TUR, CS, RUS, CHIN,,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Głowica **GENOEO 25002020**,
- Wymiary: 38 x 28 x 38 cm,
- Waga: 4.4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

