



Suszarka laboratoryjna SML 32 / 250 ZALMED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 W
- Pojemność: 32 l.,
- Umożliwia suszenie, wygrzewanie oraz sterylizację suchym, gorącym powietrzem od temperatury otoczenia do 250°C w atmosferze powietrza,
- Doskonale nadaje się do wyposażenia aptek jako suszarka oraz jako sterylizator powietrzny (świadectwo PZH) stosowana do suszenia i sterylizacji wyrobów szklanych, porcelanowych, ceramicznych i metalowych,
- **Specyfikacja:**
 - Regulacja temperatury: Od 0°C do 250°C,
 - 9-stopniowa regulacja mocy suszenia,
- **W zestawie:**
 - Półka o wymiarach: 23 x 40 (1 szt.),
 - Półka o wymiarach: 27 x 40 (1 szt.),
- Wymiary całkowite: 50 x 38 x 60 cm,
- Waga: 32 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

