



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video - gastroskop EVIS EXERA II GIF - Q165 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Olympus GIF-Q165** jest video-gastroskopem pozwalającym na uzyskanie obrazu wysokiej jakości,
- Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej oraz zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej zapewniają doskonałe możliwości wprowadzania,
- Funkcja Scope ID przechowuje informacje we wbudowanym układzie pamięci i wyświetla je na monitorze,
- Szerokie pole widzenia umożliwia dokładną obserwację wybranego obszaru,
- Kanał endoskopu o średnicy 2,8 mm umożliwia stosowanie szerokiej gamy akcesoriów do terapii,
- Wygodny dostęp do przycisków i programowalne przez użytkownika przełączniki ułatwiają obsługę,
- Końcówka endoskopu zginana w 4 kierunkach umożliwia pełne i kompleksowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- **Parametry techniczne:**
  - System optyczny:
    - Pole widzenia: 140°,
    - Kierunek widzenia: widok do przodu,
    - Głębina ostrości: 3 - 100 mm,
  - Sonda endoskopowa:
    - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 9.2 mm,
    - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 9.2 mm,
    - Długość robocza: 1030 mm,
  - Kanał biopsyjny:
    - Średnica wewnętrzna kanału: 2.8 mm,
    - Minimalna odległość widzenia: 3.0 mm od końcówki sondy endoskopowej,
  - Końcówka zginana w zakresie:
    - 210° w górę,
    - 90° w dół,
    - 100° w prawo,
    - 100° w lewo,
  - Długość całkowita: 1345 mm,
  - Pełna kompatybilność: CV-160 / CV-145 / CV-140,
- **W zestawie:**
  - Zawór ssący OLYMPUS MH - 443,
  - Zawór wodno - powietrzny OLYMPUS MH - 438,
  - Pokrywka,
  - Zaworek biopsyjny OLYMPUS VB - 301,
  - Zaworek biopsyjny,
  - Dedykowana walizka do transportu o wymiarach: 59.5 x 43.5 x 13 cm,
- Kat 09,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

