



Fotel do pobierania krwi BLOODY 04 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Fotel do pobierania krwi BLOODY 04 został zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta oraz ergonomii pracy personelu medycznego podczas procedur takich jak pobieranie krwi, podawanie kroplówek czy zastrzyków.
- Fotel przeznaczony jest do użycia w placówkach medycznych, takich jak laboratoria, przychodnie, szpitale i punkty diagnostyczne,
- Umożliwia wygodne i bezpieczne ułożenie pacjenta podczas pobierania krwi lub wykonywania innych drobnych zabiegów ambulatoryjnych.,
- Stabilna konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo zapewnia trwałość i łatwość w dezynfekcji,
- Siedzisko i podnóżek regulowane za pomocą sprężyny gazowej do pozycji Terndelenburga co pomaga w odpowiednim ułożeniu pacjenta w przypadku zasłabnięcia,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE”,
- **Fotel można doposażyć za dodatkową opłatą w:**
 - Podglówek zwykły,
 - Pokrowiec na podnóżek,
 - Metalowy stolik na narzędzia,
- **Parametry Techniczne:**
 - Wysokość 100 cm,
 - Szerokość 50 cm całkowita 71 cm,
 - Głębokość 81 cm,
 - Długość całkowita po rozłożeniu 143 cm,
 - Wysokość siedziska 50 cm,
 - Masa własna 30 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja wysokości podglówka 15 cm,
 - Regulacja wysokości podłokietników 25 cm,
 - Regulacja kąta oparcia 0° do 85°,
 - Regulacja kąta podnóżka 5° do - 90°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

