



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor anestezjologiczny CAZANDER MEDICAL 361 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **ASYSTOR CAZANDER MEDICAL 361** jest stabilny oraz wytrzymały a także przystosowanym do zabiegów anestezjologicznych,
- **Specyfikacja:**
 - Przechyłane górne szuflady na akcesoria (8 szt.),
 - Górne wysuwane szuflady (2 szt.),
 - Wysuwane środkowe szuflady na akcesoria (4 szt.),
 - Wysuwane dolne szuflady na akcesoria (2 szt.),
 - Boczna szyna przystosowane do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Mocowany koszyk boczny,
 - Mocowany boczny uchwyt do transportu asystora,
- **Wózek umieszczony na 4 kółkach (2 hamujące),**
- **Wymiary:**
 - Górny blat: 80 x 40 cm,
 - Szuflady górne: 70 x 38 x 10 cm (2 szt.),
 - Szuflady środkowe: 30 x 40 x 12 cm (4 szt.),
 - Szuflady dolne: 30 x 40 x 20 cm (2 szt.),
- Waga: 100 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

