



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczno - zabiegowy (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 48 – 78 cm,
 - Manualna regulacja oparcia pleców w zakresie: 90°,
 - Manualna regulacja oparcia nóg w zakresie: 90°,
 - Wysuwana misa na nieczystość o wymiarach: 17 x 26 cm,
 - Obustronne podkolanniki z możliwością swobodnej manualnej regulacji wysokości,
 - Swobodna manualna regulacja wysokości zagłówka,
- **W zestawie:**
 - Przewodowy pilot ręczny,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 32 x 16 cm,
 - Oparcie pleców: 60 x 65 cm,
 - Siedzisko: 60 x 46 cm,
 - Oparcie nóg: 60 x 46 cm,
- Waga: 51 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

