



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel medyczny (do transportu chorych) HILL-ROM ANATOMIE SM647B (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze granatowym - widoczne ślady użytkowania z drobnymi uszkodzeniami na siedzisku (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja:**
 - Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 470 - 700 mm,
 - Płynna regulacja oparcia w zakresie 24 ° (sprężyna gazowa),
 - Płynna regulacja kąta nachylenia siedziska tzw. kołyska,
 - Regulowane, chowane i wysuwane podłokietniki w zakresie 200 mm,
 - Zagłówki regulowane w 3 położeniach,
 - Wysuwany i chowany podnóżek,
 - Trójpozycyjny hamulec - kontrola blokady kółek,
 - Uchwyty do przemieszczania,
 - Zmywalna tapicerka,
 - Stojak na kroplówkę o wysokości: 1500 mm,
- Wymiary:
 - Ogólny: 680 x 1300 x 1330 mm,
 - Oparcie: 460 x 550 mm,
 - Siedzisko: 470 x 450 mm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 58kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



