



Wirówka laboratoryjna HETTICH ROTINA 46R (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1350 W,
- Wirówka typu **ROTINA 46R HETTICH** to wirówka stołowa z chłodzeniem o maksymalnej pojemności 4 x 400 ml. Wirówka służy do rozdzielania substancji lub mieszanin o gęstości do 1.2 kg/dm³,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna prędkość wirnika: 4000 obr./min,
 - Maksymalna pojemność: 4x 400 ml,
 - Maksymalna gęstość: 1.2 kg/dm³,
 - Maksymalna prędkość: 11 000 obr./min,
 - Względna siła odśrodkowa: 13.800,
 - Poziom hałasu: ≤ 66 dB(A),
 - Zakres temperatur: -5°C – +40°C,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Rotor HETTICH ROTINA 4624,
 - 4x kielich HETTICH ROTINA 4630,
 - 2x adapter HETTICH ROTINA 4639,
 - 2x adapter HETTICH ROTINA 4638,
- Wymiary całkowite: 81.5 x 69 x 41 cm,
- Waga: 88 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

