



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny MAQUET RADIUS 1557.00AJP2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 290 VA,
- **Maquet Radius** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Możliwość elektromechanicznej regulacji za pomocą pilota ręcznego oraz sterownika nożnego:**
 - Wysokości leża w zakresie 56 - 105 cm,
 - Kąta nachylenia:
 - Segmentu pleców w zakresie (- 11°) / 0° / 57°,
 - Siedziska w zakresie 25°,
- Podczas regulacji kąta nachylenia segmentu pleców automatycznie dostosowuje się kąt nachylenia siedziska,
- Schowek na rolkę z papierem podkładowym o szerokości 38 cm,
- Wycięcie w tapicerce segmentu pleców na papier podkładowy,
- 3 zaprogramowane przyciski na pilocie ręcznym,
- Przycisk STOP na pilocie sterującym zatrzymujący tryb pracy zaprogramowanego przycisku,
- Możliwość elektrycznego rozłożenia fotela w pozycji leżącej,
- Możliwość swobodnej regulacji oparcia nożnego w zakresie 30° w poziomie,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Przewód zasilający,
 - Misa na nieczystości o wymiarach 28 x 18 cm,
 - Zagłówek,
- Wymiary:
 - Segmentu pleców: 91 x 61 cm,
 - Siedziska: 61 x 31 cm,
 - Długość w pozycji rozłożonej: 175 cm,
 - Ogólne: 155 x 76 x 138/168 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 94 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

