



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska WS-TECH LM-01 (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2024 r.),
- **Nowa tapicerka PRESTIGE z atestem medycznym w kolorze jasno-brązowym (możliwość wymiany tapicerki z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Leżanka stacjonarna **LM-01** to klasyczny model przeznaczony do przeprowadzania badań fizykalnych, robienia zastrzyków czy zdejmowania szwów. Leżanka stacjonarna sprawdzi się w gabinetach lekarskich i fizjoterapeutycznych, a także w profesjonalnych salonach masażu czy tatuażu,
- Posiada stopniową regulację wysokości zagłówka w zakresie 45°,
- Wbudowany wieszak na papier,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 70 x 40 cm,
 - Całkowite: 70 x 190 x 70 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 34 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

