



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG PHILIPS HD11XE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 VA,
- Ultrasonograf **PHILIPS HD11XE** jest aparatem USG dostosowany do wymagań każdego użytkownika a także stanowi kompletne rozwiązanie do obrazowania cyfrowego w wysokiej rozdzielczości,
- Firma PHILIPS wyposażyla ultrasonograf w szerokopasmowy układ formowania wiązki, narzędzia do automatycznej optymalizacji obrazu. Rozwiązanie te sprawia że USG idealnie nadaje się do szpitali publicznych, prywatnych, przychodni a także specjalistycznych gabinetów,
- Wyświetlacz: 17" cali LCD (obracany oraz regulowany),
- Wbudowana drukarka termiczna **MITSUBISHI P95**:
 - Formaty wydruku: 100 x 75 mm. / 100 x 130 mm.,
- **Technologie obrazowania:**
 - **SonoCT:** Technologia składania obrazu z wielu linii widzenia (do 9) dla lepszej klarowności,
 - **XRES:** Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i poprawiające definicję granic tkanek,
 - **Harmonic Imaging:** Obrazowanie harmoniczne usprawniające kontrast,
 - **Tryby Dopplera:** Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave (PW), Continuous Wave (CW) z technologią Adaptive Doppler (wzmacnianie słabych sygnałów, redukcja szumów),
 - **Ergonomia i mobilność:** Regulowany panel kontrolny i monitor, koła z blokadą, łatwy w transporcie,
 - **Zarządzanie danymi:** Podstawowe funkcje archiwizacji na CD/DVD, tworzenie raportów z embedded images, miniatury obrazów na ekranie,
 - **Aplikacje kliniczne:** Podstawowe: Jamy brzusznej, położnictwo/ginekologia (OB/GYN), małe narządy, naczyniowe,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Sonda convex **PHILIPS C5-2,**
 - Sonda liniowa **PHILIPS L12-3,**
 - Sonda sektorowa **PHILIPS S4-2,**
 - Sonda endowaginalna **PHILIPS C8-4V,**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Urządzenie posiada widoczne ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- Wymiary: 53 x 110 x 130 / 148 cm,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

