



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowo - kosmetyczny MIDMARK PROMOTAL 3181 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 230 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel zabiegowo - kosmetyczny **MIDMARK PROMOTAL 3181** zapewnia swobodną regulację z możliwością pozycjonowania w szerokim zakresie,
- Fotel posiada doskonałą mobilność dzięki czemu dostosowany jest do swobodnego przemieszczania się po placówkach medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 56 - 80 cm,
 - Regulacja oparcia pleców w zakresie: -7° / 0° / 74°,
 - Regulacja oparcia nóg w zakresie: -57° / 0° / 5°,
 - Przechyl do pozycji Trendelenburga,
 - Pilot posiada zaprogramowany przycisk z ustawieniem fotela do pozycji początkowej,
 - **Fotel mobilny na 4 kołach z wbudowanym hamulcem,**
 - **Obustronne swobodnie regulowany podłokietniki pacjenta,**
 - **Swobodnie regulowany wieszak na kroplówkę z możliwością obustronnego montażu,**
- **W zestawie:**
 - Zagłówek pacjenta,
 - 2 szt. - podłokietnik,
 - Wieszak na kroplówkę,
- Wymiary:
 - Oparcia pleców: 58 x 80 cm,
 - Siedziska: 58 x 53 cm,
 - Oparcia nóg: 58 x 46 cm,
 - Całkowite: 95 x 115 x 145/169 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga: 95 KG
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

