



Mobilna waga krzesłowa ARNOLD CAE (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V / 1.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Mobilna waga krzesłowa **ARNOLD CAE** charakteryzuje się swobodą korzystania oraz komfortem dla pacjenta, wbudowane 2 koła ułatwiają transport,
- **Specyfikacja:**
 - Obustronne chowane podłokietniki,
 - Chowane oparcie pleców,
 - Wysuwane oparcie nóg w zakresie 17 cm,
 - **Wbudowana elektryczna waga pacjenta:**
 - Dokładność ważenia: 100 g,
 - Pozycja ważenia: stojąca / siedząca,
 - Cyfrowy wyświetlacz LCD,
- **Wymiary:**
 - Oparcie pleców: 44 x 52 cm,
 - Całkowite: 59 x 59 x 105 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

