



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Tonometr bezkontaktowy TOPCON CT-80A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- **Topcon CT - 80A** to bezdotkowy tonometr o obniżonej sile podmuchu powietrza, która redukuje dyskomfort pacjenta podczas badania,
- Bezkontaktowy,
- Zakres pomiarowy: 0 - 60 mmHg,
- Oprogramowanie: 2.1.,
- **Posiada:**
 - Monitor o przekątnej 5",
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Potrójną funkcję bezpieczeństwa:
 - Regulowany stoper bezpieczeństwa,
 - Komunikat „too close” (za blisko),
 - Sygnał dźwiękowy ostrzegający gdy urządzenie znajdzie się zbyt blisko rogówki,
 - Tryb pomiaru: Automatyczny start z automatycznym wyrównaniem pomiaru 3D lub manualny (do wyboru),
 - Automatyczne naprowadzanie na źrenicę,
 - Elektryczną regulację czaszy,
 - Manualnie regulowany podbródek,
 - Wbudowane złącze RS-232,
 - Drukarkę termiczną o szerokości papieru 5.7 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielski,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - 27.5 x 46 x 47 cm
- Waga: 19 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

