



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowy ANETIC AID QA3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2015 r.),
- Anetic Aid QA3 jest funkcjonalnym łóżkiem transportowym mogącym także służyć jako stół operacyjny dzięki licznym funkcjom,
- Niezwykle zwrotny, kompaktowy, lekki i wytrzymały, zapewniający maksymalny komfort pacjenta,
- Materac z atestem medycznym w kolorze czarnym,
- Leże z podwójnie laminowanej wzmocnionej płyty HPL,
- Posiada widoczne ślady użytkowania,
- **Regulacja w wielu płaszczyznach (hydraulicznie oraz poprzez sprężyny gazowe):**
 - Wysokości leża w zakresie: 63.5 - 93 cm,
 - Pozycji Trendelenburga w zakresie: 14°,
 - Kąta oparcia za pomocą w zakresie od 0° do 90°,
- **Posiada:**
- Przezierność X-RAY poprzez pełnowymiarową platformę rentgenowską,
 - Składane poręcze,
 - Chowane w poręczy statywy do kroplówki, regulowane na wysokość w zakresie: 140 - 180 cm,
 - Podstawa z tworzywa sztucznego, z miejscem na butlę,
 - Okrągłe gumowe odbojniki na narożnikach,
- Mobilny na czterech kółkach o średnicy: 15 cm,
- Centralny hamulec oraz możliwość jazdy kierunkowej za pomocą wysuwanego piątego koła,
- Wymiary:
 - Materaca: 70 x 202 x 10 cm,
 - Ogólne: 76 x 216 x 84.5/114 cm,
- Maksymalny udźwig: 250 KG,
- Waga: 135 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

