



Wózek transportowy STOLTER MOBILO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2014 r.),
- 2 – segmentowe,
- **Materac wodoodporny z atestem medycznym w kolorze beżowym,**
- **Specyfikacja:**
 - Manualna stopniowa regulacja oparcia zagłówka,
 - Manualna regulacja wysokości leża za pomocą korby w zakresie: 65 – 87 cm,
 - Obustronne odbojniki,
 - Wieszak na papier o szerokości: 50 cm,
 - Przezierny blat przystosowany pod RTG,
 - Obustronne chowane barierki,
- **Wózek mobilny umieszczony na 4 kołach hamujących,**
- **W zestawie:**
 - Wieszak na płyny infuzyjne,
- Wymiary materaca: 62 x 182 cm,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

